

Infusion vorbereiten

Name und Klasse Studierende/r:

Spezielles:

Material:

Einmalhandschuhe, Infusionsflasche, Infusionssystem

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

☐

OSCE nicht erfüllt

☐

Datum & Unterschrift Ausbilder:

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
Händedesinfektion – siehe OSCE Hygienische Händedesinfektion	☐	☐	☐
Handschuhe anziehen oder benennen	☐	☐	☐
Infusionslösung überprüfen: – Richtige Infusion (unbeschädigtes, lesbares Etikett) Haltbarkeitsdatum nicht überschritten, Konzentration der Infusionsflüssigkeit stimmt mit der Verordnung überein, Übereinstimmung zwischen der geplanten und zugelassenen Darreichungsform, unbeschädigtes Behältnis, Unversehrtheit der Infusionsflüssigkeit (z.B. klar, unverfärbt, frei von Ausflockungen)	☐	☐	☐
Infusionsflasche: – Infusionsflasche mit der Öffnungen nach oben ausrichten, Verschluss von der Infusion entfernen (z.B. Kappe abdrehen, Lasche abziehen)	☐	☐	☐
Infusionsbesteck: – Besteck auf Verfalldatum und Beschädigungen der Verpackung kontrollieren, aus der Verpackung nehmen	☐	☐	☐
Vorgehensweise: – Infusionsbesteck: Rollenklemme schliessen, bis die Verbindungsleitung vollständig abgedrückt ist. Schutzhülle vom Infusionsdorn abziehen und in die stehende Infusion (Infusionshals nach oben) unter drehender Bewegung einstecken.	☐	☐	☐
Infusion umdrehen und hochhalten (evtl. Infusionsständer), Luftkammer komprimieren bis diese zur Hälfte gefüllt ist.	☐	☐	☐
Langsames Öffnen der Rollenklemme (zur blasenfreien Entlüftung des Infusionssystems), Infusionsflüssigkeit durch die Infusionsleitung bis zum Anschlusskonus laufen lassen. – Luftleer!	☐	☐	☐
Öffnen der bakteriendichten Belüftung	☐	☐	☐
Rollenklemme am Infusionssystem schliessen, Fixation der Zuleitung an der Rollenklemme, bis der Gebrauch erfolgt.	☐	☐	☐

Notizen:

Quelle: Frank Flake & Klaus Runggaldir, (April 2018) Arbeitstechniken im Rettungsdienst, 3. Auflage, 4.2. Vorbereitung einer Infusion, Urban & Fischer, Elsevier