

Beutel Maskenbeatmung

Name und Klasse Studierende/r:

Spezielles: Übungsphantom

Material: Einmalhandschuhe, Beatmungsbeutel mit Maske, O₂-Flasche, Absaugpumpe (Absaugkatheter & Zwischenstück mit Fingertip)

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

☐

OSCE nicht erfüllt

☐

Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Handschuhe anziehen (oder benennen)	☐	☐	☐
02 Material komplett vorbereiten (PEEP Ventil, HME Filter in Erwägung ziehen)	☐	☐	☐
03 Hinter den Kopf des Patienten stellen oder knien	☐	☐	☐
04 Absaugpumpe und Absaugung vorbereiten	☐	☐	☐
05 O ₂ - Schlauch an Beutel und an den Druckminderer der O ₂ -Flasche anschliessen Druckminderer öffnen und gewünschte Flussrate einstellen (Reservoir mit Sauerstoff füllen)	☐	☐	☐
06 Kopf überstrecken, Unterkiefer anheben (Cave! bei Trauma Esmarch-Handgriff / Chin-Lift-Manöver anwenden – Kopffixation) (bei Kindern Schnüffelposition)	☐	☐	☐
07 Korrekte Maskengrösse wählen und platzieren, schmales Ende über Nase und breites Ende über Mund	☐	☐	☐
08 Daumen (an schmales Ende) und Zeigefinger (an breites Ende) halten die Maske ringförmig fest. (C-Griff) Die übrigen Finger halten den Unterkiefer	☐	☐	☐
09 Mit der anderen Hand den Beutel während ca. 1 - 2 Sekunden ausdrücken (keine Überblähung) Atemfrequenz beachten!	☐	☐	☐
10 Thoraxhebung ist erkennbar – falls nicht – Maske neu aufsetzen und Situation reevaluieren	☐	☐	☐

Notizen:

Quelle: Flake, F., Runggaldier, K. (2018). Arbeitstechniken im Rettungsdienst, 3. Auflage, S. 205-2010, S. 241-244, Urban & Fischer, Elsevier