

## Absaugen der Atemwege

Name und Klasse Studierende/r:

**Spezielles:** Übungsphantom  
**Material:** Einmalhandschuhe, Absaugpumpe, Zwischenstück mit Fingertip, Absaugkatheter, Yankauer

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt ☐ OSCE nicht erfüllt ☐ Datum & Unterschrift Ausbilder: \_\_\_\_\_

|                                                                                                      | erfüllt                  | nicht erfüllt            | nicht beurteilbar        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Einmalhandschuhe anziehen (oder benennen)                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 Material komplett vorbereiten                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 Patient ggf. über das Vorgehen und geplante Massnahme informieren                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 Hinter den Kopf des Patienten stellen oder knien                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 Yankauer sollte bereitgehalten werden, falls festere Gegenstände nicht abgesaugt werden können    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 Absaugpumpe überprüfen                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07 Absaugkatheter auspacken und abmessen (Nasenspitze - Ohrläppchen)                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08 Absaugkatheter mit Zwischenstück mit Fingertip und Absaugpumpe verbinden                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 Position hinter dem Kopf des Patienten einnehmen und diesen leicht reklinieren (Cave: bei Trauma) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Mit einer Hand den Mund des Patienten mittels Kreuzgriff öffnen                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Absaugkatheter ohne Sog einführen (Fingertip offen)                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 Absaugkatheter unter Sog zurückziehen (Fingertip geschlossen)                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 Vorgang wenn nötig wiederholen                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen: Den TN vermitteln, am tiefsten Punkt den "See" aufzusaugen und danach – wenn möglich unter Sicht – weitere sichtbare Sekretspuren aufnehmen.

Quelle: Flake, F., Runggaldier, K. (2018). Arbeitstechniken im Rettungsdienst, 3. Auflage, S. 197-200, Urban & Fischer, Elsevier